

Anti-Atf6 Mab De Coelho - P18850

Número do item: CM0007794

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-ATF6 para WB, IP, IHC-P e ELISA. Alvo do ATF6 humano, um precursor do fator de transcrição chave da UPR inserido na membrana do RE. Matéria-prima confiável para o desenvolvimento de DVI.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anti-ATF6 mAb de Coelho
Observações/Apelido	ACHM7; ATF6A
Espécie	Humano
GeneID	22926
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-194 da ATF6 humana (NP_031374.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P18850
Peso Proteico	75kDa
Transporte	Bolsa de gelo