

Anticorpo Policlonais De Coelho Atmin Para Wb, If/Icc, Elisa - O43313

Número do item: CM0027087

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a ATMIN humano (ASCIZ/ZNF822). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre dano ao DNA e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATMIN Rabbit pAb
Observações/Alias	ASCIZ; ZNF822; ATMIN
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23300
ID do Gene	23300
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 160-360 da ATMIN humana (NP_056066.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43313
Peso Proteico	88kDa
Transporte	Saco de gelo