


Anticorpo Policlonal De Coelho Atp6V1A Para Wb, Elisa - P38606

Número do item: CM0013557



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ATP6V1A humano, validado para Western blot e ELISA. Detecta a proteína de camundongo. Tem como alvo a subunidade catalítica V-ATPase para pesquisa de autofagia e lisossomal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATP6V1A Rabbit pAb
Observações/Apelido	HO68; VA68; VPP2; Vma1; DEE93; ARCL2D; ATP6A1; IECCE3; ATP6V1A1; ATP6V1A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	523
GeneID	523
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 500-600 do ATP6V1A humano (NP_001681.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P38606
Peso da Proteína	68kDa
Envio	Saco de gelo