


Anticorpo Monoclonal Coelho Atr Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13535

Número do item: CM0005019



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho ATR validado para WB, IF/ICC e ELISA em amostras humanas. Tem como alvo a serina/treonina-proteína quinase ATR, um regulador crítico do ponto de verificação de danos no DNA. UniProt Q13535.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho ATR (mAb)
Observações/Apelido	FRP1, MEC1, SCKL, FCTCS, SCKL1, ATR
Espécie	Humano
GeneID	545
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 400-500 da ATR humana (NP_001175.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13535
Peso Proteico	301kDa
Envio	Em saco de gelo