


Anticorpo Policlonal De Coelho Atr Para Wb, Elisa - Q13535

Número do item: CM0024774



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ATR humano (serina/treonina-proteína quinase ATR) para aplicações de Western blot e ELISA. Validado para detecção de ATR em pesquisas sobre danos ao DNA e sinalização de checkpoint.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATR Rabbit pAb
Observações/Alias	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; ATR
Espécie	Humano
GeneID (humano)	545
GeneID	545
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13535
Peso da Proteína	301kDa
Transporte	Embalagem com gelo