

Anticorpo Policlonal De Coelho Aven Para Wb, Elisa - Q9Nqs1

Número do item: CM0017679

introdução

Anticorpo policlonal de coelho AVEN (PDCD12) para WB e ELISA. Detecta AVEN humano e de rato, um regulador da morte celular que protege contra a apoptose mediada por Apaf-1. Ideal para estudos de apoptose em testículo, ovário, timo e outros tecidos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho AVEN
Observações/Apêndice	PDCD12; AVEN
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	57099
ID do Gene	57099
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 203-362 do AVEN humano (NP_065104.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9NQS1
Peso Proteico	39kDa
Envio	Embalagem de Gelo