

Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Bag3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O95817

Número do item: CM0011209

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra BAG3 (Bcl-2-associated athanogene 3), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconhece BAG3 humano e de camundongo; tem como alvo a co-chaperona na autofagia, apoptose e resposta ao estresse. Ideal para estudos de câncer e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BAG3 mAb de Coelho
Observações/Alias	BIS; MFM6; BAG-3; CAIR-1; BAG3
Espécie	Humano
GeneID	9531
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 50-150 da BAG3 humana (O95817).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O95817
Peso Proteico	62kDa
Envio	Bolsa de gelo