

Anticorpo Policlonal De Coelho Bank1 Para Wb, Elisa - Q8Ndb2

Número do item: CM0015883

introdução

Anticorpo policlonal de coelho BANK1 validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Tem como alvo a proteína de suporte (scaffold) de células B envolvida na sinalização do BCR e na mobilização de cálcio. Adequado para pesquisa em imunologia e autoimunidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BANK1 Rabbit pAb
Observações/Alias	BANK; BANK1
Espécie	Humano
ID do Gene	55024
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 516-785 do BANK1 humano (NP_060405.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NDB2
Peso da Proteína	89kDa
Envio	Bolsa de gelo