

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Batf3 Para Wb E Elisa - Q9Nr55

Número do item: CM0013622

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra BATF3 humano, validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada com rato. Ideal para estudos de diferenciação de células dendríticas e resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-BATF3
Observações/Apelidos	JDP1; SNFT; JNDM1; BATF3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55509
GeneID	55509
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-127 de BATF3 humano (NP_061134.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Rato
SWISS	Q9NR55
Peso da proteína	14 kDa
Envio	Bolsa de gelo