


Anticorpo Policlonado De Coelho Baz1A Para Wb, Elisa - Q9Nrl2

Número do item: CM0028502



introdução

Anticorpo Policlonado de Coelho BAZ1A validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Tem como alvo o ACF1, fator de remodelação da cromatina envolvido na replicação e transcrição do DNA. Ideal para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	BAZ1A Rabbit pAb
Observações/Alias	ACF1; WALp1; hACF1; WCRF180; BAZ1A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	11177
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1347-1556 da BAZ1A humana (NP_038476.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NRL2
Peso da Proteína	179kDa
Transporte	Bolsa de gelo