

Anticorpo Policlonal De Coelho Bcas2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75934

Número do item: CM0027742



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o BCAS2 (SPF27) humano, um fator de splicing de pré-mRNA. Validado para aplicações WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa de danos ao DNA e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BCAS2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DAM1, SPF27, Snt309, BCAS2
Espécie	Humano
GeneID	10286
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-225 do BCAS2 humano (NP_005863.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75934
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Saco com gelo