


Anticorpo Policlonal De Coelho Bcl10 Para Wb, Elisa - 095999

Número do item: CM0015202



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o Bcl10 humano (NP_003912.1, aa 1-118). Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização imune e linfoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Bcl10 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CLAP; mE10; CIPER; IMD37; c-E10; CARMEN; Bcl10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8915
GeneID	8915
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-118 do Bcl10 humano (NP_003912.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	095999
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Saco de gelo