

Anticorpo Policlonal De Coelho Bcl6 Para Wb, If/Icc, Elisa - P41182

Número do item: CM0029897



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho BCL6 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com a proteína BCL6 humana, de rato e de camundongo (79kDa). O BCL6 é um repressor transcricional chave em células B do centro germinativo e em linfomas. Adequado para pesquisas de imunologia e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BCL6 pAb Coelho
Observações/Apelido	BCL5; LAZ3; BCL6A; ZNF51; ZBTB27; BCL6
Espécie	Humano
GeneID	604
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-280 do BCL6 humano (NP_001124317.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P41182
Peso da Proteína	79kDa
Envio	Saco com gelo