

Anticorpo Policlonal De Coelho Bcs1L Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y276

Número do item: CM0025144

introdução

Anticorpo policlonal de coelho BCS1L validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Tem como alvo a chaperona mitocondrial BCS1L (48 kDa) envolvida na montagem do complexo III; ideal para pesquisa mitocondrial e desenvolvimento de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BCS1L Rabbit pAb
Observações/Apelidos	BCS; BJS; PTD; BCS1; FLNMS; h-BCS; MC3DN1; h-BCS1; GRACILE; Hs.6719; BCS1L
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	617
GeneID	617
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 33-240 da BCS1L humana (NP_004319.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y276
Peso da Proteína	48 kDa
Envio	Bolsa de gelo