


Anticorpo Monoclonal De Coelho Contra Bgat Para Wb E Elisa - P16442

Número do item: CM0009225



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho contra BGAT validado para WB e ELISA, com reatividade para humano, direcionado à transferase do sistema histo-sanguíneo ABO (P16442). Ideal para pesquisa de antígenos de grupos sanguíneos e desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho contra BGAT
Observações/Apelidos	GTB; NAGAT; A3GALNT; A3GALT1; BGAT
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	28
GeneID	28
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 do BGAT humano (P16442).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P16442
Peso da Proteína	41 kDa
Envio	Bolsa de gelo