

Anticorpo Policlonal De Coelho Bgn Para Wb, Elisa - P21810

Número do item: CM0028907

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a Biglycan humana (BGN). Validado para WB e ELISA. Imunogénio recombinante (aa 20-230). Ideal para estudos de matriz extracelular e pesquisa de montagem de fibras de colagénio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BGN pAb de Coelho
Observações/Apelido	PGI; MRLS; DSPG1; PG-S1; SEMDX; SLRR1A; BGN
Espécie	Humano
GeneID (humano)	633
GeneID	633
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-230 do BGN humano (NP_001702.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P21810
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Saco de gelo