


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Bhmt Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q93088

Número do item: CM0007640



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho anti-BHMT para WB, IHC-P, ELISA. Detecta BHMT humano e de rato, 45 kDa. Ideal para pesquisas sobre o metabolismo da homocisteína e estudos do fígado e dos rins.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-BHMT
Observações/Apelido	BHMT1; HEL-S-61p; BHMT
Espécie	Humana
ID do Gene	635
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 306-406 da BHMT humana. (NP_001704.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Rato
SWISS	Q93088
Peso da Proteína	45 kDa
Envio	Bolsa de gelo