


Bid Rabbit Pab - P55957

Número do item: CM0016224



introdução

Bid Rabbit pAb (SWISS P55957) é um anticorpo policlonal de coelho que visa o Bid humano. Adequado para WB, IF/ICC, ELISA, e reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Bid Rabbit pAb
Observações/Apelido	FP497; Bid
Espécie	Humano
ID do Gene	637
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-195 do Bid humano (NP_001187.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P55957
Peso Proteico	22kDa
Envio	Saco de gelo