

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd4 Biotinina Para Fc - P01730

Número do item: CM0011911



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a biotina contra CD4 humano e de macaco cynomolgus, validado para citometria de fluxo. Ideal para identificação de células T auxiliares, estudos de receptores para HIV e perfilagem imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Biotina Coelho anti-Humano/Macaco CD4 mAb
Observações/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Espécie	Humano
ID do Gene	920 (Humano)
Imunógeno	Proteína recombinante de CD4 humano
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01730
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Bolsa de gelo