


Anticorpo Monoclonal Biotina Anti-Cd4 Para Citometria De Fluxo - P01730

Número do item: CM0012617



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com biotina direcionado ao CD4 humano e de macaco cinomolgo, validado para citometria de fluxo. Ideal para identificação de células T auxiliares, estudos de resposta imune e pesquisa de HIV. Matéria-prima IVD de grau para pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Biotina Coelho Anti-CD4 Humano/Macaco
Observações/Apêndice	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	920
GeneID	920
Imunogénio	Proteína recombinante de CD4 humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01730
Peso Proteico	51 kDa
Envio	Bolsa de Gelo