


Anticorpo Monoclonal Biotin Anti-Cd8A Para Citometria De Fluxo - P01732

Número do item: CM0011695



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho marcado com biotina direcionado ao CD8a humano e de macaco cynomolgo, validado para citometria de fluxo. Ideal para imunofenotipagem de células T, pesquisa em pontos de controle imunológicos e ensaios de citotoxicidade celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Biotin Rabbit anti-Human/Monkey CD8a mAb
Observações/Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	925
GeneID	925
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-182 da CD8A humana (NP_001759.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgo
SWISS	P01732
Peso da Proteína	26 kDa
Transporte	Saco de gelo