

Anticorpo Monoclonal Biotin Anti-Hla-Dr Para Citometria De Fluxo - P01903

Número do item: CM0012105



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho biotinilado direcionado à cadeia alfa do HLA-DR humano/cynomolgo (P01903), validado para citometria de fluxo. Ideal para análise de expressão de MHC classe II em células apresentadoras de antígeno e monitoramento imunológico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Biotin Coelho anti-Humano/Macaco HLA-DR
Observações/Apelido	HLA-DRA1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3122
GeneID	3122
Imunógeno	Proteína recombinante do HLA-DR humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgo
SWISS	P01903
Peso Molecular da Proteína	29kDa
Envio	Em saco de gelo