

Anticorpo Monoclonal De Camundongo Anti-Humano Cd11B Conjugado Com Biotina Para Citometria De Fluxo - P11215

Número do item: CM0010890



introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo anti-humano CD11b conjugado com biotina para citometria de fluxo. Reconhece a integrina alfa-M humana (MAC-1), expressa em monócitos e granulócitos. Adequado para coloração da superfície celular e estudos de adesão.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Camundongo Anti-Humano CD11b Conjugado com Biotina
Observações/Apelidos	CR3A, MO1A, CD11B, MAC-1, MAC1A, SLEB6
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3684
GeneID	3684
Imunógeno	Peptídeo sintético derivado do CD11b humano
Origem	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P11215
Peso da Proteína	127 kDa
Envio	Bolsa de gelo