

Anticorpo Monoclonal Anti-Mouse Cd117/C-Kit Conjugado Com Biotina Para Citometria De Fluxo - P05532

Número do item: CM0005953



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com biotina que visa o receptor tirosina quinase CD117/c-Kit de camundongo. Validado para citometria de fluxo, detecta o domínio extracelular. Ideal para biologia de células-tronco, hematopoiese e pesquisa oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-Mouse CD117/c-Kit Conjugado com Biotina
Observações/Apelido	W; Bs; Fdc; Ssm; SCO1; SCO5; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3
Espécie	Camundongo
GeneID (Camundongo)	16590
GeneID (Humano)	3815
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-523 do CD117/c-Kit de camundongo (NP_001116205.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P05532
Peso da Proteína	22kDa/108kDa/109kDa
Envio	Saco com gelo