

Anticorpo Monoclonal De Coelho Biotinilado Anti-Cd161C/Nk1.1 De Camundongo Para Citometria De Fluxo - P27814

Número do item: CM0008917

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho biotinilado contra CD161c/NK1.1 de camundongo, validado para citometria de fluxo. Reconhece o receptor estimulatório de células NK envolvido na citotoxicidade e na produção de interferon-gama. Adequado para pesquisa imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Biotinilado anti-CD161c/NK1.1 de Camundongo
Observações/Apelidos	Nk1; Ly59; Nk-1; CD161; Ly-59; Ly55c; NK1.1; NKRP1; Nk1.2; Klrb1b; NK-RP1; Nk-1.2; Nkrp1b; Nkrp1c; ly-55c; NKRP140; NKR-P1.9
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	3820
GeneID	17059
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 67-223 de CD161c/NK1.1 de camundongo (NP_001153376.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P27814
Peso da Proteína	25 kDa
Envio	Bolsa de gelo