

Anticorpo Monoclonal Anti-Mouse Cd24 Biotinilado Para Citometria De Fluxo - P24807

Número do item: CM0005849

introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-mouse CD24 biotinilado para citometria de fluxo. Tem como alvo uma glicoproteína ancorada por GPI envolvida no desenvolvimento de timócitos, modulação de células B e supressão imune. Validado em camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Biotin Rabbit anti-Mouse CD24 mAb
Observações/Apelido	HSA; Cd24; Ly-52; nectadrin
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	100133941
ID do Gene	12484
Imunógeno	Proteína recombinante (aminoácidos 27-53 do CD24 de camundongo, NP_033976.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P24807
Peso da Proteína	8kDa
Envio	Saco com gelo