

Anticorpo Monoclonal Biotinilado Anti-Tcr γ/Δ De Camundongo - Tcr γ/Δ

Número do item: CM0011963

introdução

Anticorpo monoclonal de hamster armênio conjugado com biotina, direcionado ao TCR γ/δ de camundongo, otimizado para citometria de fluxo. Ideal para o estudo de subpopulações de células T gama-delta em pesquisas imunológicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Biotinilado anti-TCR γ/δ de Camundongo
Observações/Apelidos	Tcrdelta; TCRGV1S1; TCRGV2S1; TCRGV3S1; TCRGV5S3
Espécie	Camundongo
ID do Gene	110066/110067
Imunógeno	Proteína recombinante do TCR γ/δ de camundongo
Fonte	Hamster armênio
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Camundongo
Envio	Bolsa de gelo