


Anticorpo Monoclonal Biotina Coelho Anti-Humano Cd235A/Glicoforina A Para Fc - P02724

Número do item: CM0008564



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com biotina contra CD235a/Glicoforina A humana para citometria de fluxo. A glicoforina A é a principal proteína da membrana eritrocitária e o antígeno do grupo sanguíneo MN, atuando também como receptor para o vírus da Hepatite A e Plasmodium falciparum.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Biotina Coelho anti-Humano CD235a/Glicoforina A
Observações/Apelidos	MN; GPA; MNS; GPSAT; PAS-2; CD235a; GPErik; HGpMiV; HGpMiXI; HGpSta(C)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2993
Imunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-91 da CD235a humana (NP_002090.4)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P02724
Peso Proteico	13kDa/16kDa
Envio	Bolsa de gelo