

Anticorpo Monoclonal Biotin Coelho Anti-Cd34 Humano Para Citometria De Fluxo - P28906

Número do item: CM0011191

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho biotinilado direcionado ao CD34 humano (P28906) para citometria de fluxo. Validado em células progenitoras hematopoiéticas humanas. Confiável para pesquisa com células-tronco e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Biotin Coelho anti-CD34 Humano
Observações/Apelido	CD34; Molécula CD34; GIG3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	947
GeneID	947
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 170-290 do CD34 humano (NP_001020280.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P28906
Peso Proteico	35 kDa / 41 kDa
Envio	Em saco de gelo