

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd34 Conjugado Com Biotina Para Citometria De Fluxo - P28906

Número do item: CM0005083

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com biotina que visa o CD34 humano, um marcador de células progenitoras hematopoiéticas. Validado para citometria de fluxo. Reage cruzadamente com humano. Adequado para pesquisa de células-tronco e desenvolvimento de ensaios de diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Biotina Coelho anti-Humano CD34 mAb
Observações/Apelido	CD34; molécula CD34; GIG3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	947
ID do Gene	947
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 170-290 do CD34 humano (NP_001020280.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P28906
Peso da Proteína	35kDa/41kDa
Envio	Saco com gelo