


Anticorpo Monoclonal Biotin Coelho Anti-Humano Cd40 Para Fc - P25942

Número do item: CM0008439



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a biotina contra CD40 humano, validado para citometria de fluxo. Reage com CD40 humano, um membro da superfamília de receptores de TNF envolvido na resposta imune. Adequado para uso diagnóstico e de pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Biotin Coelho anti-Humano CD40
Observações/Apelido	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5
Espécie	Humano
ID do Gene	958
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-193 do CD40 humano (NP_001241.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P25942
Peso Proteico	22kDa/31kDa
Envio	Em saco de gelo