

Anticorpo Monoclonal Biotin Coelho Anti-Humano Cd45Ra Para Citometria De Fluxo - P08575-8

Número do item: CM0010586

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho biotinilado direcionado ao CD45RA humano (Isoforma 6 de PTPRC). Validado para aplicações de citometria de fluxo (FC). Ideal para subtipagem de leucócitos em pesquisa e desenvolvimento de ensaios IVD. Peso molecular ~138 kDa. Reage com humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Biotin Coelho anti-Humano CD45RA (mAb)
Observações/Apelido	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5788
GeneID	5788
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-482 do CD45RA humano (P08575-8)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08575-8
Peso Proteico	138kDa
Envio	Saco de gelo