


Anticorpo Monoclonal Biotina Coelho Anti-Humano/Macaco Cd14 Para Fc - P08571

Número do item: CM0005390



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho marcado com biotina direcionado ao CD14 humano e de macaco cynomolgus, validado para citometria de fluxo. Imunógeno recombinante; garante reatividade com monócitos e macrófagos; ideal para estudos de imunidade inata e sinalização por LPS.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Biotina Coelho anti-Humano/Macaco CD14
Observações/Apelido	CD14
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	929
GeneID	929
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-352 do CD14 humano (NP_000582.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P08571
Peso da Proteína	40 kDa
Envio	Bolsa de gelo