

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd16 Humano/De Macaco Conjugado À Biotina Para Fc - P08637 / O75015

Número do item: CM0011673



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho biotilado contra CD16 humano/de macaco (FCGR3A/FCGR3B) para citometria de fluxo. Apresenta reação cruzada com humanos e macacos cynomolgus, sendo ideal para pesquisas sobre células NK e ADCC.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD16 humano/de macaco conjugado à biotina
Observações/alias	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIIA; FcGRIIIA
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	2214/2215
ID do gene	2214/2215
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-208 de FCGR3A/FCGR3B humano (P08637/O75015)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano, cynomolgus
SWISS	P08637/O75015
Peso da proteína	29KDa/26KDa
Envio	Bolsa de gelo