


Anticorpo Monoclonal De Coelho Biotina Anti-Cd20 Humano/Macaco Para Citometria De Fluxo - P11836

Número do item: CM0005961



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com biotina direcionado ao CD20 humano/macaco (antígeno de linfócito B CD20), validado para citometria de fluxo (FC). Reconhece uma proteína de membrana específica de células B envolvida na sinalização de cálcio, com peso molecular de 33-36 kDa. Ideal para imunofenotipagem e pesquisa de células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Biotina anti-CD20 Humano/Macaco
Observações/Apelido	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	931
ID do Gene	931
Imunogênio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do CD20 humano (NP_068769.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P11836
Peso Proteico	14 kDa/33 kDa
Envio	Bolsa de Gelo