

Anticorpo Monoclonal De Coelho Biotinilado Anti-Cd3 Humano/ Macaco Para Citometria De Fluxo - P07766

Número do item: CM0010608



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com biotina, direcionado contra o CD3 epsilon humano e do macaco cynomolgus. Validado para citometria de fluxo, este reagente apoia a caracterização de células T em imuno-oncologia e o desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Biotinilado Anti-CD3 Humano/Macaco
Observações/Apelidos	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	916
ID do Gene	916
Imunógeno	Proteína recombinante (aminoácidos 1-126 do CD3 humano, NP_000724.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P07766
Peso da Proteína	23 kDa
Envio	Bolsa de gelo