

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd3 Humano/Macaco Conjugado Com Biotina Para Citometria De Fluxo - P07766

Número do item: CM0008181



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com biotina contra a cadeia epsilon do CD3 humano e do macaco cynomolgus, validado para citometria de fluxo. Tem como alvo o complexo TCR-CD3, essencial para estudos de ativação e desenvolvimento de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-CD3 Humano/Macaco Conjugado com Biotina
Observações/Apelidos	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	916
ID do Gene	916
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P07766
Peso da Proteína	23 kDa
Envio	Bolsa de gelo