

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hla-Dr Humano Biotinilado Para Fc - P01903

Número do item: CM0012367



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com biotina contra a cadeia alfa HLA-DR, validado para citometria de fluxo em amostras humanas e de cinomolgo. Ideal para fenotipagem de células imunes e estudos de apresentação de antígenos MHC de classe II.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-HLA-DR Humano/Macaco Biotinilado
Observações/Apelido	HLA-DRA1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3122
ID do Gene	3122
Imunogénio	Proteína recombinante de HLA-DRA humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cinomolgo
SWISS	P01903
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Saco de gelo