


Anticorpo Monoclonal Biotina Coelho Anti-Murino Cd11B Para Citometria De Fluxo - P05555

Número do item: CM0004386



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com biotina contra CD11b murino (Integrina alfa-M, CR3). Validado para citometria de fluxo, detecta uma proteína de 127 kDa; reage com amostras de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Biotina Coelho anti-Murino CD11b
Observações/Alíase	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3684
GeneID	16409
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 143-337 do CD11b murino (NP_032427.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P05555
Peso da Proteína	127kDa
Envio	Bolsa de gelo