

Anticorpo Monoclonal Biotina Coelho Anti-Camundongo Cd19 Para Citometria De Fluxo - P25918

Número do item: CM0009868

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com biotina específico para CD19 de camundongo (UniProt P25918), validado para citometria de fluxo. Permite a detecção de linfócitos B em estudos de imunofenotipagem e desenvolvimento de células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Biotina Coelho anti-Camundongo CD19
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	930
ID do Gene	12478
Imunogênio	Proteína recombinante de CD19 de camundongo
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P25918
Peso Molecular da Proteína	60kDa
Transporte	Em saco de gelo