

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mouse Cd25 Conjugado Com Biotina Para Citometria De Fluxo - P01590

Número do item: CM0006151

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com biotina que visa o CD25 de camundongo (IL2RA) para citometria de fluxo (FC). O CD25 é a cadeia alfa do receptor de interleucina-2, fundamental na tolerância imunológica e na função de Treg. Adequado para amostras de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Biotina Coelho anti-Mouse CD25 mAb
Observações/Apelido	CD25; IL2r; Ly-43
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	3559
ID do Gene	16184
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-236 do CD25 de camundongo (NP_032393.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P01590
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Saco de gelo