

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd28 De Camundongo Biotinado Para Citometria De Fluxo - P31041

Número do item: CM0012572



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com biotina contra CD28 de camundongo, validado para citometria de fluxo. Ideal para estudos de ativação e coestimulação de células T em pesquisa imunológica e desenvolvimento de ensaios de diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-CD28 de Camundongo Biotinado
Observações/Alias	Cd28
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	940
GeneID (Camundongo)	12487
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-149 do CD28 de camundongo (NP_031668.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P31041
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Bolsa de gelo