

Anticorpo Monoclonal De Coelho Biotinilado Anti-Cd4 De Camundongo - P06332

Número do item: CM0011372

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a biotina direcionado ao CD4 de camundongo (L3T4, Ly-4) para citometria de fluxo. O imunógeno cobre o domínio extracelular; validado para camundongo. Ideal para estudos de células T auxiliares e respostas imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Biotinilado Anti-CD4 de Camundongo
Observações/Apelido	L3T4; Ly-4
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	920
ID do Gene	12504
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-394 do CD4 de camundongo (NP_038516.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P06332
Peso Proteico	51 kDa
Envio	Em saco de gelo