

Anticorpo Monoclonal Biotin Coelho Anti-Camundongo Cd4 Para Citometria De Fluxo - P06332

Número do item: CM0005197

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho biotinilado direcionado ao CD4 de camundongo (L3T4, Ly-4). Validado para citometria de fluxo em amostras de camundongo. Correceptor para MHC classe II essencial para a função das células T auxiliares. Swiss-Prot: P06332.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Biotin Coelho anti-Camundongo CD4
Observações/Apelido	L3T4; Ly-4
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	920
GeneID	12504
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-394 do CD4 de camundongo (NP_038516.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reação Cruzada	Camundongo
SWISS	P06332
Peso Proteico	51kDa
Envio	Saco de Gelo