

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd45 De Camundongo Conjugado Com Biotina Para Citometria De Fluxo - P06800

Número do item: CM0009244

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com biotina contra CD45 de camundongo (PTPRC, L-CA, B220) para citometria de fluxo. Adequado para a detecção do antígeno leucocitário comum em amostras de camundongo, validado para FC.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-CD45 de Camundongo Conjugado com Biotina
Observações/Alíases	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	5788
GeneID	19264
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-566 do CD45 de camundongo (NP_001104786.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P06800
Peso da Proteína	130 kDa/140 kDa/144 kDa
Armazenamento	Armazenar a -20°C