

Anticorpo Monoclonal Biotin Coelho Anti-Camundongo Cd45 Para Citometria De Fluxo - P06800

Número do item: CM0008686

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho biotinilado contra CD45 de camundongo (P06800), validado para citometria de fluxo. Imunógeno recombinante (aa 26-566), detecta CD45 de camundongo com múltiplos isoformas (130-144 kDa) para pesquisa em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Biotin Coelho anti-Camundongo CD45
Observações/Apelido	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	5788
GeneID	19264
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo aminoácidos 26-566 do CD45 de camundongo (NP_001104786.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P06800
Peso Molecular da Proteína	130kDa/140kDa/144kDa
Envio	Em saco de gelo