

Anticorpo Monoclonal Biotina Coelho Anti-Murino Cd5 Para Citometria De Fluxo - P13379

Número do item: CM0011224

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a biotina contra CD5 (Ly-1) de camundongo. Desenvolvido para detecção por citometria de fluxo (FC) da glicoproteína de superfície de células T em amostras de camundongo. Validado para reatividade cruzada com camundongo. Alvo de 54 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Biotina Coelho anti-Murino CD5
Observações/Alias	Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1
Espécie	Camundongo
ID do Gene (humano)	921
ID do Gene	12507
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-371 do CD5 de camundongo (NP_031676.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P13379
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Bolsa de gelo