

Anticorpo Monoclonal Biotin Coelho Anti-Camundongo Cd8A Para Fc - P01731

Número do item: CM0010692



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com biotina direcionado ao CD8a (Ly-2) de camundongo para citometria de fluxo. Reconhece a cadeia alfa do CD8, um correceptor de células T de 27 kDa crítico para a interação com MHC classe I e a imunidade mediada por CTL.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Biotin Coelho anti-Camundongo CD8a
Observações/Apelido	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	925
ID do Gene	12525
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-196 do CD8a de camundongo (NP_001074579.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reação Cruzada	Camundongo
SWISS	P01731
Peso Proteico	27kDa
Envio	Saco de Gelo