

Anticorpo Monoclonal Biotina Coelho Anti-Mouse Cd8A Para Fc - P01731

Número do item: CM0009201



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com biotina contra CD8a de camundongo para citometria de fluxo. Específico para a glicoproteína de superfície de células T CD8a de camundongo (MW 27kDa). Ideal para estudos de resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Biotina Coelho anti-Mouse CD8a mAb
Observações/Apelido	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	925
GeneID	12525
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-196 do CD8a de camundongo (NP_001074579.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P01731
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Saco com gelo