

Mab De Coelho Anti-Iga De Camundongo (Fc) Biotinilado

Número do item: CM0008678

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-IgA de camundongo (Fc) biotinilado para citometria de fluxo intracelular. Específico para a região Fc da IgA de camundongo, garantindo interferência mínima. Ideal para pesquisas em imunologia e imunidade de mucosas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	mAb de coelho anti-IgA de camundongo (Fc) biotinilado
Espécie	Camundongo
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 99-344 da IgA de camundongo.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	Citometria de fluxo (intracelular)
Reatividade cruzada	Camundongo
Transporte	Em bolsa de gelo